








蟯蟲檢查膠片 採檢注意事項

SY 蟯蟲檢查用膠紙片(單日用)使用圖示

<p>1. 寫上學校名稱年級 班別及姓名座號</p>  <p>正面</p>  <p>背面</p> <p>2. 撕下背面離形紙,請勿再 貼回</p> 	<p>3. 早上起床後立即採卵 正中心十字型符號(+)對準肛 門,以食指用力壓貼</p>  <p>4. 利用對折線正確對折</p> 	<p>5. 請將蟯蟲片放入 一般家用塑膠袋帶 回學校,並放入學校 專用收集袋</p>  <p>6. 做完檢查請正確 洗手</p> 
---	--	--

諮詢電話：27372181 轉8150-53

制訂單位 / 日期：醫學檢驗科 / 111.11.15

表單編號：PFS-6100-005

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮