







蟯蟲檢查膠片 採檢注意事項

SY 蟯蟲檢查用膠紙片(單日用)使用圖示

<p>1. 寫上學校名稱年級 班別及姓名座號</p>  <p>正面</p>  <p>2. 撕下背面離形紙,請勿再 貼回 背面</p> 	<p>3.早上起床後立即採卵 正中心十字型符號(+)對準肛 門,以食指用力壓貼</p>  <p>4.利用對折線正確對折</p> 	<p>5.請將蟯蟲片放入 一般家用塑膠袋帶 回學校,並放入學校 專用收集袋</p>  <p>6.做完檢查請正確 洗手</p> 
--	--	--

- 諮詢電話：27372181 轉8465-71
- 制訂單位 / 日期：醫學檢驗科 / 1120721
- 表單編號：PFS-6100-005

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮