
糞便潛血檢驗 (FOBT) 檢體收集注意事項

■糞便採檢

- 請持檢驗申請單至醫學檢驗科報到櫃檯索取「糞便潛血免疫分析(定量)」採檢容器。
- 輕輕拉起採便棒,避免漏出保存液。
- 以採便棒尖端來回刮取糞便數次,檢體只需覆蓋挖取溝槽或螺旋紋即可(約米粒大小,請勿過多,可能會影響檢驗正確性),將採便棒推入採便容器內,請不要再開啟,以免漏液或微生物入侵影響。
- 採便後請放置陰涼避光處,儘快送檢。將檢體裝於綠色避光袋中與 檢驗申請單一起送至醫學檢驗科。
- 操作時間為星期一~五,報告需2個工作天。



- ■諮詢電話(02)2737-2181 分機8465-71
- ■制訂單位/日期:醫學檢驗科/1120601
- ■PFS-6100-008