

Buồng tiêm dưới da (Mạch máu nhân tạo)

(越南譯文)靜脈內植式輸液系統(人工血管)

■ **Mạch máu nhân tạo**

- Kích thước buồng bơm làm bằng silicon tựa như đồng xu 5 Đài tệ hoặc 10 Đài tệ, có thể chịu 1000-2000 lần chọc kim trở lên, cần sử dụng kim chuyên dụng, áp dụng cho bệnh nhân cần hóa trị hoặc truyền dịch chất dinh dưỡng, truyền máu trong thời gian dài, cũng có thể cung cấp thuốc qua hệ thống này.
- Chất liệu ống thông khó làm tổn thương đến thành mạch máu, cũng khó tạo ra phản ứng đào thải, ngoài ra nó có thể hiện hình ảnh dưới tia X quang, lưu lại trong cơ thể khoảng 20-30 cm.

■ **Chuẩn bị trước khi cấy ghép**

- Thực hiện cấy ghép tại phòng mổ, cần điền vào Phiếu đồng ý phẫu thuật và gây mê
- Đa số thực hiện gây mê cục bộ, do đó không cần nhịn ăn; Nếu gây mê toàn thân thì mới nhịn ăn.

■ **Nội dung chú ý sau cấy ghép**

- Nếu xảy ra tình trạng vết thương bất thường như: đỏ, tấy, rát, đau hoặc tiết dịch, chảy máu, cần thông báo nhân viên y tế xử lý.
- Nếu xảy ra các vấn đề như đau ngực, khó thở, thở dốc cần lập tức thông báo cho nhân viên y tế.
- Về độ dài kim cong cấy ghép lần đầu, đa số bệnh nhân đều sử dụng kim ngắn, nếu lớp mỡ dưới da dày thì có thể sử dụng kim dài (Nếu bạn sử dụng kim dài, hãy nhắc nhở nhân viên y tế trước khi tiêm).

■ **Nội dung cần chú ý khi sử dụng mạch máu nhân tạo**

- Cảm thấy đau tức, nóng rát, phù nề hoặc áp lực bất thường, cần lập tức thông báo cho nhân viên y tế
- Quá trình tiêm cần tránh kéo lôi đường ống hoặc phân đầu kim.



■ Nội dung chú ý khi chăm sóc tại nhà

■ Hạn chế vận động mạnh

Tránh vận động mạnh hoặc va đập, không xách quá 4,5 kg. Cánh tay được cấy ghép tránh xoay quá nhiều hoặc động tác mở tay ra ngoài 360 độ.

■ Tránh chèn ép hoặc mát xa chỗ được cấy

Xin đừng sử dụng túi đeo chéo đeo vào bên bị cấy, để tránh mát xa gây ra tổn thương da.

■ Định kỳ tái khám

Cứ 3 tháng sau khi cấy cần quay lại viện bơm rửa hệ thống truyền dịch một lần hoặc sắp xếp theo chỉ dẫn của bác sỹ.

■ Chú ý dấu hiệu nhiễm trùng

Nếu xuất hiện triệu chứng sốt, rét run, sưng tấy đau rát, cần lập tức đi khám bác sỹ.

■ Chăm sóc vết thương

Trước khi vết thương liền lại có thể sử dụng nước I ốt để vệ sinh; trong vòng 3 tháng khuyến nghị dán miếng dán thẩm mỹ để giảm thiểu mô sẹo hoặc vết thương bị nứt.

■ Ôn tập nhanh

Câu 1 : ()vết thương có thể sử dụng nước I ốt sát trùng giữ khô ráo.

Câu 2 : ()vết thương đỏ, tấy, nóng, đau hoặc tiết dịch, ra máu, cần lập tức đi khám

Câu 3 : ()Cánh tay lắp mạch máu nhân tạo không được vận động quá nhiều: xoay 360°, mở rộng ra ngoài và khuyến nghị không nhắc vật nặng 4,5 kg.

Đáp án đúng

Câu 1:O Câu 2 : O Câu 3 : O

Tài liệu tham khảo

Sở sức khỏe công dân Bộ Phúc Lợi Y tế Trung Hoa Dân Quốc (2023) Hướng dẫn chăm sóc ống thông tĩnh mạch trung tâm tại nhà dành cho bệnh nhân ung thư . Trích dẫn:

<https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=1077&pid=14567>

Tôn Tú Khanh, Hoàng Tương Bình, Liễu Âu Kiều, Vương Thủ Ngọc, Chu Vận Trăn, Lý Bội Huyền, Trương Mộ Dân, Thái Nhược Đình, Trần Thư Dục (2025). Phương thức điều trị ung thư: Hóa trị. Điều dưỡng Ung thư (bản lần 1). Nhà xuất bản Hoa Hạnh.

Điện thoại tư vấn: (02)2737-2181

máy nhánh 1772

Đơn vị/ngày tháng biên soạn:

27Buồng bệnh /114.12.01

PFS-8100-695

Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo, điều trị thực tế theo chỉ dẫn của bác sỹ



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮