

攜帶式化療輸注幫浦(化療奶瓶)

■攜帶式化療輸注幫浦簡介

應用正壓輸出原理，不需電力控制，可自動持續輸注藥物。總重量不超過350公克，可放於口袋、肩包或霹靂腰包內，輕巧攜帶方便，日常生活，如：如廁、工作等皆不受影響。


■輸注過程注意事項

■ 您可透過Infusor輸液器外殼的輸注狀態標線輔助觀察藥物輸注的進行。



儲藥囊填滿

■ Infusor輸液器每小時僅輸注5-10毫升，通常要經過三到四小時才能觀察到儲藥囊較明顯的縮小。



儲藥囊縮小

■ 當觀察到儲藥囊縮小變扁時，可以判斷藥液輸注已結束。

■注意事項

- 應穿著寬鬆衣物，穿脫衣物避免拉扯輸液管路，手部不可舉超過頭部，避免影響流速。
- 針頭是否浮起、注射部位是否紅腫熱痛等異常。
- 輸液管是否折彎、脫落。
- 奶瓶主體是否有破裂或滲漏情形。
- 注意人工血管管夾需開啟。



本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 緊急返院提醒

- 若超過5小時以上，儲藥囊尚未縮小，請立刻與醫院連絡。
- 若出現發燒、寒顫、呼吸急促、昏眩、皮膚紅疹或其他過敏反應、注射部位出血、潰爛或腫痛、嚴重腹瀉、血尿或血便（黑便），以及任何不尋常之不適症狀時，均應儘速返院處理。

■ 複習一下

問題1:() 穿著寬鬆衣物，穿脫衣物避免拉扯輸液管路。

問題2:() 不需注意Port-A管夾是否開啟。

問題3:() 超過5小時以上，儲藥囊尚未縮小，請立刻與醫院連絡。

正確答案

問題1: 0 問題2 : X 問題3: 0

參考資料：

百特醫療產品股份有限公司·輕鬆自在做化療~攜帶式化療輸注幫浦 INFUSOR (奶瓶) 衛教手冊。

張柏芝、陳曉萍 (201) · 以行動多媒體提升攜帶式輸液幫浦居家化療病人自我照顧完成率·台大護理雜誌, 15(1), 202-217。doi:10.6740/NTUHJN.201901_15(1).0018

陳婷婷、標瓊喜、賴妙惠、葉婉真 (2018) · 提升護理人員執行首次居家化療病人使用攜帶式輸液器衛教指導完整率· 榮總護理, 35(3), 302-313。doi:10.6142/VGHN.201809_35(3).0009

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 2128

制訂單位 / 日期：26病房暨日間春天化療/111/09/19

PFS-8100-622



本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮