


最大最小值趨勢圖報表(60分):B1F藥庫(室溫櫃-C)YMPR-50ADC溫度

2019/09/01 00:00~2019/10/01 12:00



y2-utun tjsu
09-0ct-2019

藥師徐 傑 君
藥字第026959號

9/1-9/5 因CRC電腦當機未記錄，故以藥師手寫記錄輔助。

台北醫學大學附設醫院 室溫櫃溫度紀錄表

108年8月 Model: YMPR-50AD-C

日期	26	27	28	29	30	31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8
	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日
	03:00	03:00	03:00	03:00	03:00	03:00	03:00	03:00	03:00	03:00	03:00	03:00	03:00	03:00

溫度標示方式：X代表最高溫、O代表最低溫、●代表即時溫。正常溫度範圍冷藏18°C~25°C，查核後請簽名(勿簽代號)

溫度	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12
班別										
22:00										
17:00										
08:00										
03:00										
簽名										
異常處理										
原因										



組長簽章：藥師孫國偉 藥字第027795號

組長簽核：

1. 溫度異常時，初步處理請先檢查電源插頭及線路是否異常。電源確認後，務必在一小時內再次確認溫度。
2. 異常處理方法：A：調低冷藏控制閥(冷度轉強) B：調高冷藏控制閥(冷度轉弱) C：經初步處理溫度仍異常，將冰箱藥物移至其他冰箱
D：連絡電機室值班人員，分機2202(24小時)
3. 原因：請註明 A：插頭脫落 B：冰箱故障 C：其他