

# 痰液培養檢體收集注意事項

## ■ 痰液檢體採集

- 取痰前先刷牙或以水漱口。
- 將無菌容器的瓶蓋打開，將痰液直接咳入無菌容器內。
- 將瓶蓋鎖緊，放入夾鏈袋中，檢驗單不要放入夾鏈袋中。
- 儘速將痰液檢體及檢驗單送至實驗診斷科報到處。

## ■ 注意事項：

- 最佳的痰液檢體是早晨第一口痰檢體。
- 用力咳出肺部深處的痰液，而不是咳出唾液或喉頭分泌物。
- 如果醫師開立三張檢驗單檢查，請分三天採集檢體送檢。
- 檢體若無法馬上送檢，應先置於冰箱保存。

- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8465-71
- 制訂單位/日期：實驗診斷科/105.12.15
- PFS-6100-006

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮