

精液採集注意事項

- 採檢前應禁慾三天。
- 可以手淫方式將一次全量的精液檢體，收集至檢驗室所發給的無菌塑膠盒中（採檢時不可使用保險套）。
- 檢體應保持在室溫（20-30°C），不可冷藏或加溫。
- 採檢後請在檢驗單上註明採檢時間（時分），並於三十分鐘內連同檢驗單及檢體送達檢驗室。
- 請配合於下列時段送達實驗診斷科一樓報到處。
 - 星期一至星期五 (1)早上8:00~11:00，(2)下午13:00~16:00。
 - 星期六 早上8:00~AM11:00。
 - 因應精液之檢驗特性所需，其他時段暫無法提供精液檢驗服務。
- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8150-53
- 制訂單位/日期：實驗診斷科/105.12.15
- PFS-6100-004

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮