

# 肝纖維檢查衛教單

## ■ 目的

藉由超音波探頭發出有輕微震盪感之衝擊波，並利用超音波穿越堅硬物質速度較快，而穿越彈性物質速度較慢的原理，用具體數值量化的方式來呈現肝臟「纖維化/硬化」的程度。

## ■ 檢查時間

- 約15-30分鐘。
- 檢查時間依據病情不同可能有所差異，敬請您耐心等待。

## ■ 檢查前準備

- 檢查前需空腹2小時。

## ■ 檢查過程說明

- 技術員會核對受檢者身份。
- 採平躺，上衣拉至胸口處，雙手放頭上，以利檢查。
- 於右側腋中心肋間，塗上超音波傳導膠以利傳導(稍有冰涼感覺)進行超音波掃描。
- 檢查過程會有些震動，但不會感到疼痛。
- 請依技術員指令作吸氣、閉氣動作及改變姿勢。

## ■ 檢查後注意事項

- 依照醫師約診時間回診看報告。

參考資料：馮容芬(2020)。成人內外科護理(下)(8版)。台灣：華杏。

- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8620
- 制訂單位/日期：聯合檢查中心內視鏡檢查室/109.11.05
- PFS-0220-005

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮